



DASEA® Ultramedia®

CIK 细胞无血清培养基

美国 FDA CDER DMF 备案：038447

美国 FDA CBER DMF 备案：29657

急毒报告检测

● 产品介绍 INTRODUCTION

DASEA® Ultramedia® CIK 细胞无血清培养基是专用于 CIK 细胞体外高效扩增培养的无血清培养基，该培养基无动物源成分、无异源生长因子，可有效避免血清带来的批间差异，提高实验可重复性。

*产品含血清替代物，培养后的细胞仅做科研用途



高效扩增



高阳性率



GMP 级别车间生产

● 服务优势 SERVICE ADVANTAGES

安全可靠的原材料管理



具有无动物来源（ACF）证明的原材料
千平米级别的原材料仓储空间满足库存需求
对仓储空间进行严格的温湿度监控

批次间差异最小化




严格遵守原材料的放行标准
严格规定生产过程控制参数的范围
并严格执行

● 质量标准 QUALITY STANDARD

质检项目	质检标准
外观	橙红色澄清液体
pH值	7.2±0.2
渗透压	280-320mOsm/Kg
内毒素	<0.5EU/mL
菌检	无菌检出
支原体	阴性

● 性能数据 PERFORMANCE DATA


细胞增殖



D0: 需全血量 <10mL, 细胞培养起始体积 5mL
起始细胞数量 7.5×10^6 个


D14: 扩增倍数达 500-1000倍, 收获细胞数量 37亿~75亿
消耗培养基 1.2-2L

细胞活率



细胞高密度培养的同时, 维持细胞高活率

细胞阳性率



培养 14 天后, 可获得高阳性率 (CD3+CD56+) CIK 细胞群



中科睿极 (海宁) 生物科技有限公司

电话: 0755-26412015

官网: <http://www.regengeek.com> 邮箱: enquiry@regengeek.com

地址: 嘉兴市海宁市硖石街道水月亭东路500号鹃湖科技创新园6幢301室